

Linie Iso-Glas (1900 bph)

Kategorien: Brauerei, Glasflaschen, Verpackung

Kurzbeschreibung des Produkts :

Iso-Abfülllinie

1.900 Bph in 33 cl & 1.200 Bph in 75 cl

- Drehbarer Einzugstisch
- ENOS-EURO Beschriftungsgerät Modell SPEEDY von 2018 –
 Selbstklebeetiketten
- Markierung auf dem Flaschenhals (DDM und Chargennummer) HITACHI Modell RX2-S
- Triblock CIME CARREDU Modell GOLD DPS 12-12-1 mit 26 mm Kapselfüller
- Drehtisch am Ende der Linie
- Kartonverschönerungsmaschine Typ YS-501AW
- Kartonförderer

Produktgalerie:





